



STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG



Plenty®

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím zariadenia si pozorne
prečítajte a uložte si tento návod.


ObsahStrana

| | |
|--|----------------------|
| 1. Prehľad produktov, | Service4 |
| 2. Vysvetlenie symbolov, Bezpečnostné | odporúčania6 |
| 2.1. Vysvetlenie | symbolov7 |
| 2.2. Bezpečnostné | odporúčania8 |
| 3. Zamýšľané | použitie10 |
| 4. Prehľad | rastlín11 |
| 5. Faktory ovplyvňujúce odparovanie..... | 12 |
| 6. Generátor horúceho vzduchu | PLENTY13 |
| 6.1. Rozbalovanie13 | |
| 6.2. Pripojenie napájania13 | |
| 6.3. Použitie a | prevádzka13 |
| 6.4. Skladovanie14 | |
| 6.5. V prípade | problémov14 |
| 6.6. Riešenie problémov14 | |
| 6.7. Likvidácia14 | |
| 7. Uvedenie do prevádzky a | prevádzka15 |
| 7.1. Vykurovanie16 | |
| 7.2. | Nastavenie teploty17 |
| 8. Plnenie plniacej | komory19 |
| 9. Aplikácia24 | |

ObsahStrana


| | |
|---|-----------------------------|
| 10. Demontáž, čistenie a montáž | 26 |
| 10.1. Demontáž a opätovná montáž odparovacia jednotka PLENTY | 26 |
| 10.2. Demontáž | náustku27 |
| 10.3. Demontáž | uzáveruplniacej komory28 |
| 10.3.1. Čistenie chladiacej | cievky28 |
| 10.4. Demontáž plniacej | komory29 |
| 10.5. Montáž plniacej | komory29 |
| 11. Príslušenstvo30 | |
| 11.1. Redukciaplniacej | komory30 |
| 11.2. Dávkovanie kapsúl a časopisu..... | 31 |
| 12. Technické špecifikácie..... | 34 |
| 13. Vyhlásenie o | zhode CE34 |
| 14. Záruka, zodpovednosť | 35 |
| 14.1. Záruka35 | |
| 14.2. Zodpovednosť35 | |
| 14.3. Autorské práva36 | |

1. PRODUKTOVANIE OVE REJNÝCH HŤHOT



1. PRODUKTOVANIE OVE REJNÝCH VARI

Odparovacia jednotka, ktorá obsahuje:



1. SERVICIE

Skontrolujte, či sú zahrnuté všetky komponenty. Ak nie, informujte o tom v servisnom stredisku Storz & Bickel.

V prípade technických problémov, otázok týkajúcich sa zariadenia, reklamácií a likvidácie zariadenia by sa mali zákazníci v USA a Kanade obrátiť na nasledujúcu adresu:

Storz & Bickel America, Inc.
1078 60th Street, Suite A
Oakland, CA 94608, USA

Všetci ostatní zákazníci by sa mali obrátiť na túto adresu:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Nemecko

2 . BEZPEČNÉ ODPORÚČANIA, ANALÝZA SYSTÉMOV



Pred použitím si dôkladne a pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné odporúčania zariadenie.

Tento návod na použitie je dôležitou súčasťou odparovača a musí byť poskytnutý používateľovi.

Pokyny uvedené v tomto návode na použitie sa musia striktné dodržiavať, pretože sú mimoriadne dôležité na zaistenie bezpečnosti počas používania.

stallation, používanie a údržba odparovač.

Túto brožúru si prosím uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Aktuálne pokyny na používanie PLENTY si môžete stiahnuť na stránke www.storz-bickel.com.

2 . BEZPEČNÉ ODPORÚČANIA, ANALÝZA SYSTÉMOV

2.1. Vysvetlenie symbolov



Pozorne sa riad'te týmito pokynmi!



Odporúčania pre bezpečnosť !

Aby nedošlo k poraneniu osôb a poškodeniu zariadenia, je nutné dodržiavať pokyny označené týmto symbolom.



Poznámka/Tip!

Tento symbol vám vždy poskytne technické informácie alebo užitočné tipy týkajúce sa odparovača.



Symbol výrobcu - vedľa symbolu je uvedený názov a adresa výrobcu



Zariadenie bolo zavedené po 13. auguste 2005. Nesmie sa vyhadzovať do bežného domového odpadu. Symbol X na nádobe na odpadky upozorňuje na nutnosť likvidovať tento výrobok oddelene.



Symbol zhody EÚ:

Výrobca týmto symbolom potvrdzuje zhodu výrobku s platnými európskymi smernicami a normami.



Bezpečnosť testovaná a výroba kontrolovaná spoločnosťou TUEV SUED podľa IEC 60335-1, UL 499 a CAN/CSA 22.2 č. 64-M91.



Pozor! Horúce povrchy!

Nedotýkajte sa kovových častí!



Chráňte pred priamym slnečným svetlom.



Chráňte pred vlhkosťou a vlhkosťou.

22. Odporúčania týkajúce sa bezpečnosti

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén, škatule atď.) sa musí uchovávať mimo dosahu detí, pretože je potenciálnym zdrojom nebezpečenstva.

Osoby, ktoré potrebujú pomoc, musia byť počas aplikácie pod neustálym dohľadom. Takéto osoby často podceňujú nebezpečenstvo (napr. uškrtenie napájacím káblom), čo vedie k riziku zranenia.

Zariadenie obsahuje malé časti, ktoré môžu zablokovať dýchacie cesty a viesť k uduseniu. Preto sa uistite, že horúcovzdušný generátor a príslušenstvo vždy uchováte mimo dosahu detí a dočítat.

Pred pripojením teplovzdušného generátora sa uistite, že informácie uvedené na typovom štítku na zadnej strane teplovzdušného generátora zodpovedajú sietovému napájaniu v mieste inštalácie.

Ak máte akékoľvek obavy, požiadajte odborníka, aby skontroloval, či je elektrický systém v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi.

Ak sa počas prevádzky vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Horúcovzdušný generátor je potrebné elektricky uzemniť. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa toto opatrenie na predchádzanie nehodám nevykoná.

Napájací kábel musí byť odvinutý po celej svojej dĺžke (vyhnite sa zrolovaniu a prekryvaniu napájacieho kábla). Nesmie byť vystavený žiadnym nárazom a musí byť uložený mimo dosahu detí. Taktiež sa nesmie uchovávať v blízkosti tekutín alebo zdrojov tepla a nesmie sa poškodiť. Napájací kábel nenavíjajte napevno, neťahajte ho cez ostré hrany a nikdy ho nemačkajte ani neprehýbajte. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na naše servisné stredisko, aby vám ho vymenili. Napájací kábel sa nikdy nepokúšajte opravovať sami!

Používanie viacerých zásuviek a/alebo predlžovacích káblov sa neodporúča. opravené. Ak je to však bezpodmienečne nutné, používajte len výrobky s certifikátom kvality (napríklad UL, IMQ, VDE), +S atď.), za predpokladu, že uvedené výkon presahuje výkon požadovaný (A=Ampere) pripojenými zariadeniami.

Po použití musí byť horúcovzdušný generátor umiestnený na stabilný, rovný povrch. Používať len v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla (rúry, kachle, krby) a na miestach, kde teplota okolia nemôže klesnúť pod +5 °C. Teplovzdušný generátor skladujte na suchom mieste chránenom pred účinkami počasia a mimo dosahu detí alebo nekvalifikovaných osôb. Nesmie sa inštalovať na vlhkých miestach (ako sú

kúpeľne atď.).

Horúcovzdušný generátor nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov, ako sú záclony, obrusy alebo papier.

Teplovzdušný generátor uchováajte mimo dosahu domácich zvierat (napr. škrečkov, myši) a iných zvierat, ktoré by mohli poškodiť izoláciu napájacieho kábla.

Horúcovzdušný generátor nesmie byť opravovaný zákazníkom. Nesprávne vykonaná oprava bez použitia originálnych náhradných dielov môže byť pre používateľa nebezpečná.

Pri otvárani teplovzdušného generátora hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, pretože sú vystavené súčiastkam a spojom pod napätím.

Teplovzdušný generátor sa nikdy nesmie opravovať ani prepravovať, keď je zástrčka zapojená do elektrickej siete.

Ak chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, ťahajte priamo za zástrčku, nikdy neťahajte za napájací kábel.

Teplovzdušný generátor sa nikdy nesmie používať, ak je poškodený napájací kábel.

Do otvorov zariadenia nekladajte žiadne predmety.

Počas prevádzky nenechávajte odparovač bez dozoru. Po použití vypnite ohrievač.

Ventilačné otvory a výstup horúceho vzduchu z teplovzdušného generátora sa nesmú zatvárať, zakrývať ani blokovať počas používania zariadenia ani počas jeho chladnutia.

Pozor! Horúce povrchy!

Keď sú horúce, nedotýkajte sa odkrytého výmenníka tepla v závite plniacej komory ani kovového valca plniacej komory.

Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Teplovzdušný generátor by sa mal čistiť len suchou handričkou - alebo vlhkou handričkou, ak je to nevyhnutne potrebné. Horúcovzdušný generátor nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny, ani ho nečistite priamym prúdom vody alebo pary.

Teplovzdušný generátor sa nesmie používať vo vlhkom alebo mokrom prostredí.

Nevystavujte teplovzdušný generátor dažďu. Nepoužívajte ho v kúpeľni alebo nad vodou.

Nikdy sa nedotýkajte horúcovzdušného generátora mokrymi alebo vlhkými časťami tela.

Nikdy nepoužívajte horúcovzdušný generátor, keď je mokrý alebo vlhký. Ak sa teplovzdušný generátor namočí, musí ho skontrolovať naše servisné stredisko, či nedošlo k poškodeniu elektrických komponentov.

Nepoužívajte v prostredí s rizikom výbuchu alebo vznietenia.

Nikdy nedovoľte, aby sa odparovač používal

deťmi alebo nekvalifikovanými osobami.

Používajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely Storz & Bickel.



Výrobca nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia osôb spôsobené nevhodným, nesprávnym alebo nezodpovedným použitím.



Výmenník tepla vo vnútri plniacej komory a plniacej komory Cylindrov sú vyrobené z kovu a počas prevádzky sa zahrievajú. Nedotýkajte sa ich, keď sú horúce!

Pozor! Horúci povrch!

3. INTEN DED U SE

PLENTY Vaporizer uvoľňuje frakcie alebo vône z nižšie uvedených bylín a iných rastlinných materiálov. Tieto aromatické látky sa uvoľňujú prostredníctvom odparovania ohriatym vzduchom a môžu sa priamo vdychovať.

Zariadenie sa môže používať len s odporúčanými odparovacími médiami. Použitie iných látok môže predstavovať zdravotné riziko.

Vaporizér PLENTY nie je schválený FDA.

Nižšie je uvedený prehľad rastlín, ktoré sú vhodné na vaporizáciu vo vaporizéri PLENTY.

Vône a arómy z nižšie uvedených rastlinných materiálov sa môžu odparovať.

Akékoľvek iné použitie je nevhodné a potenciálne nebezpečné.



VAROVANI E:

Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Je možné, že niektoré rastliny môžu u používateľa vyvolať alergické reakcie. Ak k tomu dôjde, naliehavo sa odporúča zdržať sa

ďalšie používanie takýchto rastlín.

| Názov rastliny | Botanický názov | Časť zariadenia používaná na nastavenie | teploty |
|----------------|------------------------|---|---------------------|
| Eukalyptus | Eucalyptus globulus | listy | 1 / 130 °C (266 °F) |
| Chmeľ | Humulus lupulus | kužeľe | 3 / 154 °C (309 °F) |
| Harmanček | Matriarca chamomilla | kvety | 6 / 190 °C (374 °F) |
| Levandula | Lavandula angustifolia | kvety | 1 / 130 °C (266 °F) |
| Medovka | Melissa officinalis | listy listy | 2 / 142 °C (288 °F) |
| Šalvia | Salvia officinalis | bylina | 6 / 190 °C (374 °F) |
| Tymián | Thymus vulgaris | | 6 / 190 °C (374 °F) |

Používajte len tie časti rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname a ktoré boli overené podľa európskych alebo iných farmaceutických predpisov, pokiaľ ide o pravosť, čistotu a patogénne zárodky. Takéto rastliny alebo časti rastlín môžete zakúpiť v lekárnach.

Je dôležité dodržiavať nasledujúce pokyny, aby ste odparovač PLENTY s rastlinným materiálom nastavili čo najlepšie pre vaše osobné požiadavky.

Vaporizér PLENTY nie je schválený FDA.

Množstvo uvoľňovaných vôní a aróm môže byť ovplyvnené nasledujúcimi faktormi:

1. Kvalita: Množstvo arómy alebo vône obsiahnutej v **plniacej** rastlinnom materiáli, ktoré sa dá vylúhovať.
2. Množstvo: Množstvo odparovacieho materiálu v plniacej komore.
3. Povrch: Čím jemnejšie je rastlina rozomletá, tým väčší je jej povrch a tým viac voní a aróm sa môže uvoľniť počas cyklu odparovania.
4. Teplota: Čím vyššia je teplota, tým viac voní a aróm sa uvoľní naraz.

Upozornenie: Zvyšovanie teploty by malo byť poslednou možnosťou, pretože rastlinný materiál pri vyššej teplote chutí viac opožažene.

Keďže sa rastlinné zložky uvoľňujú šetrným spôsobom, cyklus odparovania sa môže opakovať s rovnakým obsahom v plniacej komore. V závislosti od štyroch vyššie opísaných faktorov sa obsah plniacej komory môže použiť viackrát, až kým sa arómy a vonné látky úplne nevyputia.

Ak sa pri najvyššej teplote už nevytvorí žiadna para, potom je odparovací materiál úplne vyčerpaný a musí sa nahradiť novým materiálom. Na dosiahnutie najlepších výsledkov arómy sa však odporúča vymeniť odparovací materiál pred týmto bodom.

6.1. Rozbaľovanie

Balenie obsahuje všetky komponenty, ako aj návod na použitie. Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie.

Vyberte teplovzdušný generátor a príslušenstvo z krabice. Okamžite po vybalení skontrolujte, či sú teplovzdušný generátor, príslušenstvo, napájací kábel a zástrčka súčasťou dodávky a či fungujú správne. Ak zistíte nejaké závažné, bezodkladne informujte predajcu alebo dodávateľa.



Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrén, škatule atď.) sa musí uchovávať mimo v dosahu detí, pretože je potenciálnym zdrojom nebezpečenstva.

Obalový materiál zlikvidujte správnym a ekologickým spôsobom.

Odporúčame uschovať pôvodný obal pre prípad, že by bol neskôr potrebný (preprava, Storz & Bickel Service Center atď.).

6.2. Napájanie Pripojenie

Pred pripojením teplovzdušného generátora sa uistite, že informácie uvedené na typovom štítku zariadenia zodpovedajú miestnemu napájacíemu napätíu.

Všetky časti elektrického systému musia byť v súlade s aktuálne platnými úradnými predpismi.

Horúcovzdušný generátor je potrebné elektricky uzemniť. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa toto opatrenie na predchádzanie nehodám nevykoná.

Vyhrievaný odparovač umiestnite len na pevný, stabilný povrch, nie na mäkký alebo na teplo citlivý materiál.

Dbajte na to, aby sa napájací kábel nepoškodil prehnutím, zovretím alebo ťahaním.



Nesprávna inštalácia môže viesť k zraneniu osôb alebo materiálnym škodám, za ktoré ručí nemôže niesť zodpovednosť.

6.3. Aplikácia a prevádzka



Tento odparovač bol vyvinutý na odparovanie rastlinných materiálov uvedených v prehľade rastlín.

Akékoľvek iné použitie je nevhodné a potenciálne nebezpečné.

Používateľ by sa mal vždy riadiť pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie a údržbu; zariadenie by sa malo používať len v sede.

V prípade akýchkoľvek obáv alebo problémov teplovzdušný generátor okamžite vypnite a vyťahnite zástrčku zo zásuvky. Nepokúšajte sa poruchu odstrániť sami. Obráťte sa priamo na naše servisné stredisko.

Po použití zariadenia ho pred uložením nechajte vychladnúť.

6.4. Úložisko

Teplotvzdusný generátor skladujte na suchom mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi a mimo dosahu detí alebo ne kvalifikovaných osôb.

6.5. V prípade problémov na stránke

Okamžite odpojte napájací kábel a zabezpečte, aby nikto nemohol horúcovzdusný generátor znovu pripojiť k elektrickej sieti bez toho, aby si to niekto všimol.

Pred vykonaním akejkoľvek údržby musí byť zariadenie vypnuté a zástrčka odpojená od elektrickej siete.

Vložte teplotvzdusný generátor do pôvodného obalu alebo ho riadne zabalte do iného obalového materiálu a pošlite ho do nášho servisného strediska.

6.6. Riešenie problémov

Uistite sa, že je zapnutý prúd a že poistka (v sieťovej poistkovej skrínke) je zapnutá a nie je poškodená.



Ak predchádzajúce tipy neprinesú požadované výsledky alebo ak sa vyskytnú iné chyby alebo problémy

ktoré tu nie sú uvedené, odpojte zástrčku od elektrickej siete a okamžite kontaktujte naše servisné stredisko.



Generátor horúceho vzduchu neotvárajte! Bez špeciálneho náradia a odborných znalostí, akýkoľvek pokus o otvorenie zariadenia spôsobí jeho poškodenie. Takýto pokus bude mať za následok zrušenie nároku na záruku.

Nesnažte sa odstrániť závalu sami. Obráťte sa na naše servisné stredisko.

6.7. Likvidácia

Ak bol teplotvzdusný generátor po záručnej dobe neopraviteľne poškodený, jednoducho ho nevyhadzujte. Keďže je vyrobený z vysokokvalitných, úplne recyklovateľných súčiastok, mal by sa odovzdať do recyklačného strediska vo vašom meste alebo poslať na likvidáciu do nášho servisného strediska. should be brought to a material recycling center in your town or sent to our Service Center for disposal.



Počas prevádzky nenechávajte

zariadenie bez dozoru.

Odparovač PLENTY

umiestnite len na tvrdý, žiaruvzdorný, rovný a stabilný povrch, nikdy nie na mäkký povrch alebo horľavý materiál. Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá menovitému napätiu uvedenému na de- vičke. Napájací kábel a zástrčka musia byť v bezchybnom stave. De- vice pripájajte len do správne nainštalovanej (elektricky uzemnenej) zásuvky.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa toto opatrenie na predchádzanie nehodám nevykoná.

Odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky, aby ste sa úplne odpojili od elektrickej siete.

7.1. Vykurovanie Up





Zapnite zariadenie pomocou vypínača (odporúča sa naplniť a pripojiť plniacej komory a chladiacej cievky pred zahriatím generátora horúceho vzduchu).

Vypínač napájania sa rozsvieti, čím signalizuje, že je ohrievač v prevádzke. Ak už bola aktivovaná rukoväť automatického vypnutia, proces ohrevu sa automaticky ukončí.


V opačnom prípade sa musí proces ohrevu spustiť stlačením oranžovej rukoväte automatického vypnutia.

Proces ohrevu prebieha, keď svieti oranžová kontrolka.

Požadovanú teplotu môžete nastaviť pomocou kolieska na nastavenie teploty. Zahrievanie výmenníka tepla môže trvať až 4 minúty v závislosti od nastavenej teploty.



Stlačením uvoľňovacej rukoväte automatického vypnutia aktivujete proces ohrevu





Stupnica teploty odparovania

7.2. Nastavenie teploty

Teplota odparovania môže v porovnaní s uvedenými hodnotami kolísat v dôsledku procesov ohrievania a chladenia v meníči tepla.

Nastavovacím kolieskom bezpečnostného regulátora teploty zvolte požadovanú teplotu.



Vyberte si teplotu



Teplovzdušný generátor PLENTY je vybavený bezpečnostným regulátorom teploty.

Keď sa prvýkrát aktivuje rukoväť automatického vypnutia a dosiahne sa nastavená teplota, proces ohrevu sa ukončí a ohrievač sa vypne.

Ak počas prevádzky stlačíte uvoľňovaciu rukoväť automatického vypnutia, kým držíte PLYN v ruke, nastavená úroveň teploty sa automaticky zachová.

Po ochladení teploty ohrievača nedôjde k automatickému opätovnému zahriatiu; namiesto toho proces chladenia pokračuje, kým sa opäť nestlačí oranžová rukoväť automatického vypnutia.

Keď oranžová kontrolka zhasne, nastavená teplota bola dosiahnutá a proces ohrevu výmenníka tepla je ukončený. Po dosiahnutí požadovanej nastavenej teploty sa môže začať cyklus odparovania.

Aktuálnu teplotu možno odčítať z teplomera.

Ak teplota počas odparovania klesne, je potrebné znovu stlačiť uvoľňovaciu rukoväť automatického vypnutia, aby sa ohrev obnovil.

! Z technických dôvodov nie je možné merať teplotu v plniacej komore.


počas inhalácie. Teplomera meria teplotu výmenníka tepla a korešpondujúca kalibrácia zobrazuje aktuálnu teplotu v plniacej komore počas inhalácie.



Rukoväť automatického vypínania nemusí byť zafixovaná v aktivačnej polohe (napr. poklepaním alebo lepením). Výrobca nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené úpravami zariadenia alebo upevnením rukoväte automatického vypínania.




V prípade, že chcete mať zariadenie PLENTY radšej vo vzpriamenej polohe namiesto položená na bok, môžete použiť čistiacu kefu ako podporu tak, že vložíte drevenú rukoväť do otvoru pre skrutku vedľa gumovej nožičky, ako je znázornené na obrázku.



Postavenie generátora horúceho vzduchu PLENTY

Otočte uzáverom plniacej komory proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili z plniacej komory.

Plniacu komoru vždy úplne naplňte jemne rozdrveným alebo pomletým rastlinným materiálom.



Odstránenie uzáveru plniacej komory s chladiacou cievkou


Odstráňte uzáver plniacej komory s chladiacou cievkou a náustkom z plniacej komory.




Plniacu komoru vždy úplne naplňte k hornému okraju



Plniacu komoru vždy naplňte úplne až po horný okraj. Zabráni sa tým odparovaniu odparovacieho materiálu, keď sa horúcovzdušný generátor nedrží vo zvislej polohe, čo by znemožnilo účinné odparovanie, pretože horúci vzduch by potom mohol odparovací materiál obísť.




správnyzly





Úplne naplnená plniaca komora

Plniaca komora musí byť vždy úplne naplnená, aby sa odparovací materiál nemohol posúvať bez ohľadu na to, ako je horúcovzdušný generátor držaný.




Rovnomerné prúdenie cez odparovacie zariadenie materiál




Plniaca komora len čiastočne naplnená

Ak je plniaca komora naplnená len čiastočne, môže dôjsť k posunu odparovacieho materiálu; horúci vzduch potom obchádza odparovací materiál, takže nemôže dôjsť k odparovaniu.



Len horúci vzduch; bez pary

8 . PLNENIE JANTÁRU




správn



Plniaca komora len čiastočne naplnená, s odkvapkávaním
Podložka umiestnená na vrchu

Ak nemá byť plniaca komora úplne naplnená, odporúča sa umiestniť na bylinky priloženú kvapkaciu podložku a potom naskrutkovať uzáver s chladiacou špirálou na plniacu komoru.



Rovnomerné prúdenie cez odparovacie zariadenie
materiál

8 . PLNENIE JANTÁRU

Tým sa zabráni posunu odparovacej matrice, aj keď je plniaca komora naplnená len čiastočne, čím sa zabezpečí účinné odparovanie.

Potom naskrutkujte uzáver plniacej komory s chladiacou cievkou späť na plniacu komoru.



Dávajte pozor, aby ste čierny uzáver plniacej komory nikdy nenaskrutkovali na výmenník tepla.

er.

Na výmenník tepla sa má naskrutkovať iba oranžová plniaca komora.

Ak toto upozornenie nebudete brať do úvahy, môže dôjsť k deformácii uzáveru plniacej komory.



Dbajte na to, aby sitá neboli zakryté rastlinným materiálom. Aby ste zaručili optimálny

odporúčame čistiť obrazovky po každom odparovaní cyklu priloženou čistiacou kefkou.

Naskrutkujte plniacu komoru s chladiacou cievkou a náustkom na generátor horúceho vzduchu a zahrejte ho. Tým sa zabezpečí, že plniaca komora aj odparovací materiál sú predhriate a odparovanie sa môže začať hneď po ukončení procesu zahrievania.



Ak sa po ohreve neaktivuje alebo nestlačí rukoväť na automatické vypnutie, potom sa teplotovzdušný generátor sa po dosiahnutí nastavenej teploty opäť ochladí.

Pozor! Horúci povrch!



Po použití PLENTY Va- porizer sa nedotýkajte žiadnych komponentov plniacej komory. ber, kým opäť nevychladnú, svýnimkou textúrovaného povrchu a rukoväti určených na tento účel.

Keď generátor horúceho vzduchu dosiahne nastavenú teplotu (kontrolka zhasne alebo teplomer zobrazí požadovanú teplotu), môže sa začať proces inhalácie.



Vykurovanie teplotovzdušného generátora PLENTY

Vezmite náustok medzi pery a pomaly a rovnomerne vdychujte niekoľko sekúnd.

Všimnite si, prosím, nasledujúce informácie o tvorbe výparov: čím intenzívnejšie sú výpary, tým viac sa zhoršuje chuť.



Veľmi vysoká intenzita (hustota) výparov môže viesť k podráždeniu dýchacích ciest z koncentrácie aro- mas a vóni.

V tomto prípade by sa mala znížiť teplota, aby sa znížila intenzita výparov.

Odparovač PLENTY je určený na používať v sede.



Pri stroji sa nesmie používať, ak má používateľ ochorenia dýchacích ciest alebo pľúc. V závislosti od v závislosti od hustoty by výpary mohli dráždiť dýchacie cesty alebo pľúca, čo môže viesť ku kašľu.



Vdychujte len polovicu množstva vzduchu, ktoré bežne zvládnete. Zadržte dych na niekoľko sekúnd.

a potom pomaly vydýchajte. Odporúča sa zámerné sa sústrediť na dýchanie.

Po odparovaní vypnite horúcovzdušný generátor PLENTY, odpojte napájací kábel a pred odložením zariadenia ho nechajte vychladnúť.

10. MONTÁŽ, ČISTENIE A SKLADANIE

10.1. Demontáž a opätovná montáž odparovacej jednotky PLENTY



Odparovacia jednotka PLENTY

Umožnite odparovacej jednotke pred demontážou vychladnúť.

Komponenty plniacej komory vrátane chladiacej cievky a náustku musia byť odolné voči poškodeniu. Pravidelne čistite, aby sa zaručila správna funkcia a čistá chuť.

Z hygienických dôvodov je potrebné tieto komponenty vyčistiť aj vtedy, keď má zariadenie používať iná osoba.

Na ručné čistenie použite alkohol a papierové alebo bavlnené uteráky alebo teplú vodu s umývacou tekutinou.



Ručné čistenie alkoholom (min. 90 %) alebo mydlom na umývanie riadu. Je možné zakúpiť aj náhradné chladiace cievky.

10. MONTÁŽ, ČISTENIE A SKLADANIE

Odparovaciu jednotku je možné jednoducho rozobrať a znovu zložiť na čistenie za niekoľko sekúnd. Stránka Náustok, plniaca komora a uzáver komponenty možno umývať aj v umývačke riadu.

Obrazovky, náustok, a rúrkové sekcie sú veľmi malé a môžu sa stratiť, ak sa umiestnia do umývačky riadu.


! Žiadne plastové komponenty neponárajte do etanolu alebo al-koholu na dlhšie ako hodinu.

Dlhší kontakt s etanolom alebo alkoholom môže viesť k zmene farby alebo krehkosti plastových dielov.

Po vyčistení skontrolujte všetky súčasti, či nie sú povrchovo poškodené, natrhnuté, zmäknuté alebo stvrdnuté, znečistené, skreslené a odfarbené, a poškodené súčasti odložte.

10.2. Demontáž náustka

1. Jemným pootočením vyťahnite náustok a časť hadičky z chladiacej cievky.
2. Jemným pootočením vyťahnite časť hadičky z náustka.




Odtiahnite náustok od chladiacej cievky

Zostavte ho v opačnom poradí.

Pred montážou nechajte všetky súčasti riadne vyschnúť.

10.3. Demontáž náplne Komorový uzáver




Jemným pootočením vytiahnite chladiacu cievku z uzáveru plniacej komory a potom vyberte časť s hadičkami z chladiacej cievky.



Vytiahnite chladiacu cievku z uzáveru plniacej komory

Horné sitko vytlačte zhora z uzáveru plniacej komory, napríklad pomocou rukoväte priloženej čistiacej kefy.



Pomocou čistiacej kefy vytlačte hornú obrazovku

Zostavte ho v opačnom poradí.

Horné tienidlo sa musí opatrne zasunúť do pripravenej drážky. V prípade, že to nebude možné, môžu sa do chladiacej cievky dostať rastlinné častice, preto ich treba zablokovať alebo vdýchnuť.

10.3.1. Čistenie chladiacej cievky

Chladiacu cievku vložte do pohára a celý ju ponorte do alkoholu (etanol), pohár zakryte a nechajte ju namočenú cez noc.

Tento postup opakujte, kým nebude vnútro chladiacej špirály úplne čisté, a potom ho opatrne opláchnite vodou.




Varovanie! Alkohol je horľavý a môže sa ľahko vznietiť.




Sady nových chladiacich cievok si môžete objednať na www.storz-bickel.com.

Vysuňte spodnú obrazovku

10.4. Demontáž plniacej komory



Vytlačte valec plniacej komory smerom nahor z puzdra plniacej komory.




Vytlačte valec plniacej komory

Spodné sito vytlačte smerom nahor z valca plniacej komory.



10.5. Montáž plniacej komory

Vložte valec plniacej komory do puzdra plniacej komory zhora a otočte ho tak, aby sa vyrovnané polohovacie plochy nachádzali v určenej orientácii v puzdre plniacej komory. Zatlačte valec plniacej komory dovnútra, kým sa nezaistí v puzdre plniacej komory. Uistite sa, že sú polohovacie plochy správne orientované, ako je znázornené na detailnom obrázku.



Valec plniacej komory, puzdro plniacej komory, polohovacie plochy

Vložte sito do plniacej komory z hornej strany.

Naskrutkujte uzáver plniacej komory s chladiacou cievkou a náustkom na plniacu komoru.


11.1. Plniaca komora Redukcia

! Na odparovanie malého množstva rastlinného materiálu je vhodný redukčný ventil plniacej komory, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo spolu s dávkovacími kapsulami. Na odparovanie malých množstiev aromatických olejov sa má dodatočne používať malá kvapkacia podložka.

Redukcia plniacej komory sa vkladá namiesto valca plniacej komory (pozri kapitoly 10.4. 'Demontáž plniacej komory' a 10.5. 'Montáž plniacej komory', strana 29 a ďalej).

Plnenie redukčnej komory mletým rastlinným materiálom


Redukciu plniacej komory možno plniť priamo rozomletým rastlinným materiálom. Dávkovacie kapsuly obsahujúce mletý rastlinný materiál sa môžu vkladať aj do redukčnej komory.



Naplňte redukciu plniacej komory priamo rozomletým rastlinným materiálom alebo naplnenou dávkovacou kapsulou.

Plnenie redukčnej komory s aromatickými olejmi

Do redukcie plniacej komory sa má vložiť buď malá kvapkacia podložka (rozмеры 15 x 5 mm), alebo dávkovacie viečko s kvapkacou podložkou (rozмеры 13 x 6 mm).




Vložte buď malú kvapkaciu podložku priamo do redukčnej komory alebo dávkovaciu kapsulu vybavenú kvapkacou podložkou.



Dbajte na to, aby ste odkvapkavicu podložku nepreplnili. Môže obsahovať maximálne 5 kvapiek.

11.2. Dávkovanie kapsúl a Magazine



Dávkovanie kapsúl s časopisom

Pomocou dávkovacích kapsúl, ktoré sú k dispozícii ako príslušenstvo, môžete do dávkovacích kapsúl vopred naplniť mletý rastlinný materiál alebo aromatické oleje pomocou kvapkacích podložiek a uložiť ich do zásobníka. To uľahčuje manipuláciu.

Plnenie dávkovacích kapsúl pozemným rastlinným materiálom


Rastlinný materiál sa musí rozomlieť najprv pomocou priloženého mlynčeka na bylinky.

Dávkovacie kapsuly sa môžu naplniť mletým rastlinným materiálom na jednu kapsulu a uložiť do zásobníka ako rezerva.




Dávkovacia kapsula s odstráneným uzáverom

Rozdrvte rastlinný materiál a naplňte dávkovaciu kapsulu pomocou uzáveru zásobníka (lievik).



Dávkovacia kapsula počas plnenia
Uzáver zásobníka (lievik)

Nasad'te uzáver na dávkovacie viečko. Proces plnenia opakujte, kým nenaplňte požadované množstvo dávkovacích kapsúl a vložte ich do zásobníka. Do zásobníka sa zmestí až 8 dávkovacích kapsúl.



Pripevnenie uzáveru zásobníka

Po vyplnení dávkovacích kapsúl nasadíte uzáver zásobníka a zatvorte ho otočením v smere hodinových ručičiek.

Plnenie dávkovacích kapsúl aromatickými olejmi

Dávkovacie kapsuly s vloženým kvapkacím vankúšikom, ktoré sú k dispozícii ako prí-stupy, možno naplniť aromatickými olejmi a uložiť ich do zásobníka.




Dávkovacia kapsula s odstráneným uzáverom a vloženou kvapkacou podložkou



Dbajte na to, aby ste odkvapkávaciú podložku

Nasadíte uzáver na dávkovacie viečko. Proces plnenia opakujte, kým nenaplníte požadované množstvo dávkovacích kapsúl a vložte ich do zásobníka. Do zásobníka sa zmestí až 8 dávkovacích kapsúl.



Neplňte viac, než obsahovať môže zásobník.


Vloženie dávkovacích kapsúl

Najprv sa namiesto valca plniacej komory vloží redukcia plniacej komory, ktorá je k dispozícii aj ako príslušenstvo (pozri kapitoly 10.4. 'Demontáž plniacej komory' a 10.5. 'Montáž plniacej komory', strana 29 a ďalej), potom vložte dávkovacie kapsuly do redukčnej komory.



Pripevnenie uzáveru zásobníka

Po vyplnení dávkovacích kapsúl nasadíte uzáver zásobníka a zatvorte ho otočením v smere hodinových ručičiek.



Dávkovacia kapsula vložená do plniaceho otvoru Komorový reduktor

Potom opäť naskrutkujte uzáver plniacej komory.

Skrutka na uzávere plniacej komory

Redukciu plniacej komory možno plniť aj priamo (bez dávkovacej kapsuly), pozri kapitolu 11.1. "Redukcia plniacej komory", strana 30.

Napätie:

220 - 240 V / 50 - 60 Hz
alebo 100 - 120 V / 50 - 60 Hz

Špecifikácia napätia sa nachádza na typovom štítku teplovzdušného generátora PLENTY.

Príkrop potrebný pre PLENTY: 110 W

Teplota odparovania:

nastaviteľná v rozmedzí
približne 130 °C - 202 °C -
396 °F

Rozmery: 20,0 x 15,5 x 6,0 cm
(7,9 x 6,1 x 2,4 palca)

Hmotnosť: približne 0,7 kg

Bezpečnostná kategória I
(elektricky uzemnené)

Odpojte zástrčku od elektrickej siete.

Podlieha technickým zmenám.

Patenty a dizajny:

www.storz-bickel.com/patents

Výrobca:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Nemecko

13 . PREDPOKLADOVANIE KONFORM

Zariadenia spĺňajú tieto požiadavky
Smernice ES:

Smernica o nízkom napätí
73/23/EWG

Elektromagnetická kompatibilita
89/336/EHS

14.1. Záruka

Storz & Bickel GmbH & Co. KG a Storz & Bickel America Inc. ako predávajúci týmto zaručujú zákazníkom, že výrobok bude bez väd v súlade so špecifikáciami nemeckého práva a podľa našich Všeobecných obchodných podmienok (VOP), na ktorých je založená kúpna zmluva. Okrem toho zaručujeme, že náš výrobok PLENTY bude bez závad po dobu troch rokov. Na spoločnosť Storz & Bickel sa samozrejme vzťahuje záručná povinnosť len vtedy, ak si zákazník zakúpil výrobky priamo od nás. Ak sú výrobky zakúpené od tretích strán, záručné nároky môžu byť uplatnené len voči týmto tretím stranám a spoločnosť Storz & Bickel nemôže poskytnúť žiadne informácie o obsahu takýchto nárokov.

Na vysvetlenie by sme chceli ešte raz poznamenať, že záruka sa vzťahuje len na odstránenie takých počiatočných chýb, ktoré sa vyskytli napriek správne mu zaobchádzaniu s výrobkom pri zohľadnení tohto návodu na použitie a ďalších informácií poskytnutých používateľom. Bežné opotrebenie výrobkov sa nepovažuje za vadu podľa zákona o záruke. Ak zákazník poveril dokončením údržby alebo opravy výrobku tretie osoby alebo ak zákazník používa externé výrobky, záručné povinnosti spoločnosti Storz & Bickel budú existovať len vtedy, ak zákazník dokáže, že

závada nebola spôsobená používaním externej služby alebo externého výrobku.

Spoločnosť Storz & Bickel rozhodne podľa vlastného uváženia, či závadu, na ktorú sa vzťahuje záručný zákon, odstráni opravou alebo dodaním nového výrobku zákazníkovi.

Akékoľvek záručné nároky je potrebné adresovať spoločnosti Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen. Americkí a kanadskí zákazníci by mali zasielať záručné nároky spoločnosti Storz & Bickel America Inc. 1078 60th Street, Suite A, Oakland, CA 94608. Pošlite nám kompletný chybný výrobok, nezobratý, spolu s faktúrou. Použite prosím vonkajší obal, ktorý by zabránil akémukoľvek poškodeniu počas prepravy.

Aby sme predišli nedorozumeniam, chceli by sme upozorniť, že všetky informácie o našich výrobkoch uvedené v tomto návode na použitie alebo inde nepredstavujú žiadnu záruku na vlastnosti alebo životnosť, pokiaľ sme na záruku na takéto vlastnosti alebo životnosť výslovne neodkázali.

14.2. Zodpovednosť

Spoločnosť Storz & Bickel zodpovedá za všetky škody spôsobené zákazníkovi našimi výrobkami v súlade s nemeckým právom a podľa našich VOP. Okrem uvedených ustanovení sme zodpovední len za škody spôsobené úmyselným konaním

alebo hrubou nedbanlivosťou,
pokiaľ

takáto škoda sa týka smrti, ublíženia na zdraví alebo ujmy na zdraví, alebo ak sa in- jury týka kardinálneho zmluvného záväzku. V takýchto prípadoch budeme zákazníkovi zodpovedať aj za jednoduchú nebankovníosť.

14.3. Autorské práva

Tento dokument je chránený autorským právom a nesmie sa používať ako celok ani po častiach podľa § 15 a nasl. UrhG (nemecký zákon o autorských právach) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Storz & Bickel.



STO
RZ &
BICK
EL
GMB
H &
CO.
KG

In
Grube
näcke
r 5-9 -
78532
Tuttli
ngen/
Neme
cko

www.storz-bickel.com





[MagicVaporizers](#) - nejlepší európsky obchod s odparovačmi

- Najnižšie ceny
- Najrýchlejšia doprava
- Najdôveryhodnejšia záruka

